

# ABSOLEX<sup>®</sup> PAT. R

## 電動ユニット型車椅子用アブソレックス



簡単な操作で気軽に使用できる電動ユニット型車椅子の活用は行動範囲を拡大し生活エリアを大きく広げてくれます。しかし、外出先では道路の段差や点字ブロック、石畳の凸凹等、悪条件なバリアの上を走行することになり振動や衝撃による乗り心地の悪化を招きます。そこで、今お使いの電動ユニット型車椅子の前輪をサスペンション機構内蔵ホイール「アブソレックス」に交換するだけで振動衝撃を解消しスムーズでマイルドな乗り心地を実現します。電動ユニット型車椅子の他、ソフトキャスター採用車椅子にも装着可能です。



ASF6W



ASF7W

	ASF6W	ASF7W
タイヤ仕様	ノーパンクソフトタイヤ	ノーパンクソフトタイヤ
タイヤ直径	φ150	φ170
タイヤ幅	32mm	35mm
取り付けシャフト	φ6 (M6)	φ6 (M6)
前輪適正荷重	15Kg~20Kg / 1輪あたり	15Kg~20Kg / 1輪あたり
重量	680g / 1輪	795g / 1輪

# ABSOLEX<sup>®</sup> PAT. R

## 電動車椅子用アブソレックス ASF-200



行動範囲を拡大し生活エリアを大きく広げてくれる電動車椅子。しかし、一歩外に出れば道路の段差や点字ブロック、石畳の凸凹等の悪条件なバリアの上を走行することになり振動や衝撃による乗り心地の悪化を招きます。そこで、今お使いの電動車椅子の前輪をサスペンション機構内蔵ホイール「アブソレックス」に交換するだけで振動衝撃を解消しスムーズでマイルドな乗り心地を実現します。

ASF-200Y	
タイヤ仕様	ノーパンクソフトタイヤ
タイヤ直径	φ200
タイヤ幅	50mm
取付シャフト	φ8
前輪適正荷重	20Kg～40Kg / 1輪あたり
重量	1180g / 1輪
対応機種	カワムラサイクル KE15シリーズ IMASEN(今仙技術研究所) EMC-600シリーズ



ASF-200Y

### 新家工業株式会社

本社：〒542-0081 大阪府中央区南船場2丁目12-12

[お問合せ先]

〒555-0011 大阪府西淀川区竹島1丁目1-59 TEL06-6472-6401 FAX06-6474-1355

ホームページアドレス：<http://www.araya-kk.co.jp/development/>