

ABSOLEX^R PAT. R

電動車椅子用アブソレックス



簡単な操作で使用できる電動ユニット型車椅子は、行動範囲を拡大し生活エリアを大きく広げてくれます。しかし、外出先では道路の段差や点字ブロック、石畳の凸凹等、様々なバリアが待ち受けています。

そのような悪条件な路面の上を走行する時の車椅子は振動衝撃を大きく受けます。

そこで、今お使いの電動ユニット型車椅子の前輪をサスペンション機構内蔵ホイール「アブソレックス」に交換してください。前輪を「アブソレックス」に交換するだけで振動衝撃を吸収しスムーズでマイルドな乗り心地を実現します。電動ユニット型車椅子の他、ソフトキャスター採用車椅子にも装着可能です。

車椅子用アブソレックスは、車椅子の乗り心地を飛躍的に向上しスムーズな乗り心地を図るサスペンションホイールです。



ASF6W



ASF7W

	ASF6W	ASF7W
タイヤ仕様	ノーパンクソフトタイヤ	ノーパンクソフトタイヤ
タイヤ直径	φ150	φ170
タイヤ幅	32mm	35mm
取り付けシャフト	φ6 (M6)	φ6 (M6)
前輪適正荷重	15Kg~20Kg / 1輪あたり	15Kg~20Kg / 1輪あたり
重量	680g / 1輪	795g / 1輪



新家工業株式会社

本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2 丁目 12-12
開発営業課 〒555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島 1 丁目 1-59
＜お問い合わせ先＞ TEL 06-6472-1465 FAX 06-6472-0665